

Apc Anti-Human Cd24 Monoclonal Antibody Für Durchflusszytometrie - P25063

Artikelnummer: CM0005800

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-CD24-Antikörper für Durchflusszytometrie. Ziel ist das GPI-verankerte Glykoprotein CD24 (8-13 kDa), exprimiert auf B-Zellen, beteiligt an der B-Zell-Aktivierung und -Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD24 mAb
Bemerkungen/Alias	CD24A; CD24
Spezies	Human
GenID (Human)	100133941
GenID	100133941
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem CD24 (NP_037362.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25063
Proteingewicht	8kDa; 13kDa
Versand	Eisbeutel