


Apc Anti-Mensch Cd28 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10747

Artikelnummer: CM0008523



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD28 (Tp44), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von T-Zell-Aktivierung, Co-Stimulation und Immunhomöostase. Kreuzreaktiv mit Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch CD28 mAk
Bemerkungen/Alias	Tp44
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	940
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10747
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel