

Apc Anti-Mensch Cd335/Nkp46 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O76036

Artikelnummer: CM0005913



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD335/NKp46 (SWISS: O76036), speziell für die Durchflusszytometrie entwickelt. Reagiert mit menschlichen NK-Zellen und eignet sich für Studien zur Tumorzelllyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch CD335/NKp46 mAk
Bemerkungen/Alias	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9437
Gen-ID	9437
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-254 von humanem CD335/NKp46 (NP_004820.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O76036
Proteingewicht	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel