

Apc Anti-Human Cd79A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P11912

Artikelnummer: CM0005583



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD79a (MB1, Ig-alpha). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC) Analyse humaner B-Zellen. Erkennt die alpha-Kette des B-Zell-Antigenrezeptors. MG: 20/25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD79a mAb
Bemerkungen/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Spezies	Human
GeneID (human)	973
GeneID	973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 165-225 von humanem CD79a (NP_001774.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11912
Proteingewicht	20kDa/25kDa
Versand	Eisbeutel