


ApC Anti-Human Tlr3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O15455

Artikelnummer: CM0011928



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TLR3 (CD283, IIAE2, IMD83). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie, ideal für die Untersuchung angeborener Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human TLR3 mAb
Bemerkungen/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Spezies	Human
GeneID (Human)	7098
GeneID	7098
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-339 von humanem TLR3 (NP_003256.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15455
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel