

ApC Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08648

Artikelnummer: CM0009991



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes/mäusesiges Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt den an der Zelladhäsion beteiligten Fibronectin-Rezeptor. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human/Maus Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAk
Bemerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Spezies	Mensch
GenID	3678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-995 von humanem Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08648
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel