


Apc-Monoklonaler Anti-Lgr5-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O75473

Artikelnummer: CM0010757



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LGR5 (GPR49), einen Wnt-Rezeptor und Stammzellmarker. Geeignet für Anwendungen der Durchflusszytometrie in der Untersuchung des Darmepithels, der Haarfollikel und der Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humanes LGR5-(GPR49)-mAb
Anmerkungen/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8549
Gen-ID	8549
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 480-580 des humanen LGR5 (NP_003658.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75473
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Kühlakku