

Apc Anti-Maus Cd11C Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0008554

Einführung

APC-konjugierter Anti-Maus CD11c monoklonaler Antikörper aus armenischem Hamster. Validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Monozytenadhäsion, Chemotaxis und Entzündungsreaktionen, die durch Integrin alpha-X vermittelt werden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Anti-Maus CD11c mAk
Anmerkungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3687
GenID	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel