

Apc Anti-Maus Cd163 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q2Vlh6

Artikelnummer: CM0012663

Einführung

Dieser APC-konjugierte monoklonale Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD163 (M130) ist für die Durchflusszytometrie validiert. Er erkennt die extrazelluläre Domäne von Maus-CD163 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 121-125 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD163 mAk
Bemerkungen/Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	9332
GenID	93671
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-260 von Maus-CD163 (NP_444324.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q2VLH6
Proteingewicht	121kDa/125kDa
Versand	Eisbeutel