

Apc Anti-Maus-Cd19-Mab - Maus-Cd19

Artikelnummer: CM0011116

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Rattenantikörper gegen Maus-CD19 für die Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit Maus-CD19 und ermöglicht die Analyse von Immunzellen in der Forschung und bei der Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Anti-Maus-CD19-mAb
Spezies	Maus
Gen-ID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD19
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühlakku