


Apc Anti-Mouse Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15379

Artikelnummer: CM0008878



Einführung

APC-konjugierter kaninchen anti-maus CD44 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Ziel ist der Hyaluronatrezeptor, der an Lymphozyten-Homing, Zelladhäsion und Migration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD44 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	960
GenID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteinmolekulargewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel