

Apc Anti-Maus Cd49F Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q61739

Artikelnummer: CM0008259

Einführung

Rattenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-CD49f, an APC konjugiert, geeignet für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus- und Human-Integrin alpha-6 (Q61739). Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion und Laminin-Rezeptor-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Ratte anti-Maus CD49f mAb
Bemerkungen/Alias	Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3655
GeneID	16403
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von Maus-CD49f
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Mensch
SWISS	Q61739
Protein-Gewicht	122 kDa
Versand	Eisbeutel