

Apc Anti-Maus Tcr γ/δ Monoklonaler Antikörper - Tcr γ/δ

Artikelnummer: CM0010744

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Antikörper gegen Maus TCR γ/δ , gewonnen aus armenischem Hamster. Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC), spezifisch für den Maus Gamma/Delta T-Zell-Rezeptor. Ideal für Immunphänotypisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Anti-Maus TCR γ/δ mAk
Bemerkungen / Aliase	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Spezies	Maus
Gen-ID	110066 / 110067
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus TCR γ/δ
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel