


APC-Konjugierter Anti-Cd223/Lag-3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Durchflusszytometrie - P18627

Artikelnummer: CM0012162



Einführung

APC-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD223/LAG-3 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. LAG-3 ist ein Immun-Checkpoint-Rezeptor, das die T-Zell-Aktivität reguliert. Geeignet für immuno-onkologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD223/LAG-3 mAk
Bemerkungen/Alias	CD223
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3902
Gen-ID	3902
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-430 von humanem LAG3 (NP_002277.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18627
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel