


APC-Konjugierter Anti-Siglec-7/Cd328 Monoklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Die Durchflusszytometrie - Q9Y286

Artikelnummer: CM0012594



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Siglec-7 (CD328, AIRM1). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Erforschung der natürlichen Killerzell-Inhibition und von Immunrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human Siglec-7/CD328 mAb
Bemerkungen/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	27036
GeneID	27036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-144 von humanem Siglec-7/CD328 (NP_055200.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y286
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel