


APC-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes Cd30 Für Die Durchflusszytometrie - P28908

Artikelnummer: CM0011903



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD30 (TNFRSF8, Ki-1-Antigen). Geeignet für die durchflusszytometrische Analyse der CD30-Expression in der Lymphomforschung und bei der Untersuchung aktivierter Lymphozyten.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	APC-Kaninchen-anti-humanes-CD30-mAk
Bemerkungen/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	943
GeneID	943
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-379 des humanen CD30 (NP_001234.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28908
Proteingewicht	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Versand	Kühlakku