

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Menschlicher Cd301/Clec10A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Iun9

Artikelnummer: CM0012453



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für menschliches CD301/CLEC10A, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt GalNAc-terminierte Glykane auf dendritischen Zellen, geeignet für Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-menschlicher CD301/CLEC10A mAk
Bemerkungen/Aliase	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10462
GenID	10462
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 61-316 des menschlichen CD301/CLEC10A (NP_878910.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IUN9
Proteingewicht	28kDa/32kDa/35kD
Versand	Eisbeutel