

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd3E-Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0004151



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane CD3-Epsilon-Kette (CD3E), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Aktivierung und Immunantwort. Reagiert mit Human. Entspricht UniProt P07766.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-Human cCD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GeneID (Human)	916
GeneID	916
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07766
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche