

Apc-Konjugiertes Kaninchen-Anti-Human Cd62L/L-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P14151

Artikelnummer: CM0012805



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD62L/L-Selectin (SELL). Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von L-Selectin, einem Zelladhäsionsmolekül, das das Andocken und Rollen von Leukozyten vermittelt. Geeignet für humanes Probenmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-human CD62L/L-Selectin mAk
Bemerkungen/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6402
GenID	6402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 39-332 von humanem CD62L/L-Selectin (NP_000646.3) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14151
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel