

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - Q99Jb6

Artikelnummer: CM0012414



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Foxp3 (Scurfin), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Erkennt Maus-Foxp3-Protein bei ~47kDa. Ideal für die Untersuchung der Entwicklung regulatorischer T-Zellen (Tregs) und der Immunhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-Maus-Foxp3 mAb
Bemerkungen/Alias	sf; JM2; scurfin
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	50943
GeneID (Maus)	20371
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-Foxp3 (NP_473380.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q99JB6
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche