

## ApC-Maus-Anti-Humaner-Cd11B-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P11215

Artikelnummer: CM0011721



### Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD11b (ITGAM, MAC-1). Für die Durchflusszytometrie validiert, spezifisch für den Menschen. Molekulargewicht 127 kDa. Für die immunologische Forschung und die Erforschung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Produktname       | APC-Maus-anti-humanes-CD11b-mAb         |
| Bemerkungen/Alias | CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6  |
| Spezies           | Mensch                                  |
| Gen-ID            | 3684                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein des humanen CD11b |
| Quelle            | Maus                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                  |
| Anwendung         | FC                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                  |
| SWISS             | P11215                                  |
| Proteingewicht    | 127 kDa                                 |
| Versand           | Kühlakku                                |