

Apc-Maus-Anti-Human-Cd11B-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P11215

Artikelnummer: CM0008220



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD11b (Integrin alpha-M), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität, Zelladhäsion sowie zu Neutrophilen/Monozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Maus-anti-Human-CD11b-mAb
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Human
GeneID (Human)	3684
GeneID	3684
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches Peptid, das von humanem CD11b abgeleitet ist.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11215
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eistasche