

Apc-Maus-Anti-Human-Cd11C-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P20702

Artikelnummer: CM0010354



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD11c (ITGAX) für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem Monozyten- und Granulozyten-Integrin alpha-X, geeignet für die Erforschung von Entzündungsreaktionen und Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Maus-anti-Human-CD11c-mAb
Bemerkungen/Alias	CD11C; SLEB6
Spezies	Human
GeneID (Human)	3687
GeneID	3687
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD11c.
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20702
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eistasche