


APC-Maus-Anti-Humaner-CD1A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06126

Artikelnummer: CM0012327



Einführung

APC-Maus-anti-humaner-CD1a-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD1a, ein antigenpräsentierendes Protein auf T-Zellen, dendritischen Zellen und Langerhans-Zellen. Reagiert mit humanem CD1a. Unterstützt durch die umfassende IVD-Rohstoffversorgung von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Maus-anti-humaner-CD1a-mAk
Bemerkungen/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	909
Gen-ID	909
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, das vom humanen CD1a abgeleitet ist.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06126
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku