

APC Maus Anti-Humaner CD3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0012148



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen die humane CD3-Epsilon-Kette, validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für den T-Zell-Oberflächenrezeptor mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 23 kDa. Ideal für Immunprofilierung, T-Zell-Aktivierung und Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	APC Maus anti-Humaner CD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
GeneID (Human)	916
GeneID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein von humanem CD3.
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07766
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche