

APC-Maus Anti-Mensch Cd42A (Gpix) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P14770

Artikelnummer: CM0003995



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der auf humanes CD42a (GPIX/GP9) abzielt, validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für die Thrombozyten-Glykoprotein IX-Untereinheit des GPIb-V-IX-Komplexes. Geeignet für die Forschung zu Hämostasie, Thrombozytenadhäsion und Bernard-Soulier-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Maus Anti-Mensch CD42a mAk
Bemerkungen/Alias	GPIX; CD42a
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	2815
GenelD	2815
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD42a
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14770
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel