

Apc-Maus-Anti-Human-Cd45Ro-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08575

Artikelnummer: CM0012040



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der spezifisch gegen humanes CD45RO, eine Isoform des Leukozyten-Gemeinsamen Antigens PTPRC, gerichtet ist. Geeignet für die Durchflusszytometrie (FC) in Studien zur T-Zell-Aktivierung und Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Maus-Anti-human-CD45RO-mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein aus humanem CD45RO abgeleitetes synthetisiertes Peptid
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Kühlakku