

Apc Maus Anti-Human Cd56 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13591

Artikelnummer: CM0012255



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen humanes CD56 (NCAM1) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung von neuraler Zelladhäsion, Mechanismen des Viruseintritts und der NK-Zellbiologie. Reagiert mit humanen Proteinisoformen im Bereich von 40 bis 95 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Maus anti-Human CD56 mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Human
Gen-ID	4684
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem CD56
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13591
Proteingewicht	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Versand	Eisbeutel