

Apc Maus Anti-Human Cd62P/P-Selektin Mab - P16109

Artikelnummer: CM0012323



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes CD62P/P-Selektin. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet zur Untersuchung des Leukozyten-Rollings, der Zelladhäsion und Entzündung in endothelialen und thrombozytären Modellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Maus anti-Human CD62P/P-Selektin mAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Spezies	Human
GenID (Human)	6403
GenID	6403
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD62P/P-Selektin.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16109
Proteinmasse	91kDa
Versand	Eisbeutel