

APC Maus Anti-Human Tcr A/B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01848

Artikelnummer: CM0004324



Einführung

APC-konjugierter monoklonlonaler Maus-Antikörper, der die konstante Region der menschlichen TCR-Alpha-Kette (TRAC) zielt. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von menschlichen TCR α/β + T-Zellen. Ideal für die Immunphänotypisierung und T-Zell-Rezeptor-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Maus anti-Human TCR α/β mAk
Bemerkungen/Alias	IMD7; TCRA; TRA@
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6955
Gen-ID	6955
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem TCR α/β
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	P01848
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel