

Apc Kaninchen Anti Ddddk-Tag Mab - Ddddk-Tag

Artikelnummer: CM0005907

Einführung

APC-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen den DDDDK-Tag, geeignet für die Durchflusszytometrie (FC) einschließlich intrazellulärer Färbung. Artenunabhängige Kreuzreaktivität gewährleistet eine breite Anwendbarkeit bei der Detektion von markierten Proteinen und in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	APC Kaninchen anti DDDDK-Tag mAb
Bemerkungen/Alias	DDDDK; DDDDK-Tag; DDDDK-Tag
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend dem DDDDK-Tag
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel