

APC-Kaninchen-Anti-Ziegen-Igg-(Fc)-Fragment-Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0012313

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der spezifisch gegen das Fc-Fragment von Ziegen-IgG gerichtet ist. Für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) validiert. Ermöglicht den Nachweis von Ziegen-Immunglobulinen in multiplexen Immunoassays und der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-Anti-Ziegen-IgG-(Fc)-Fragment-mAb
Art	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Fc-Fragments von Ziegen-IgG
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Kühlakku