


## APC-Kaninchen-Anti-Humanes Annexin A1/Anxa1-Mab Für Fc - P04083

Artikelnummer: CM0008806



### Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Annexin A1/ANXA1. Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie mit humanen Proben. Annexin A1 ist ein calciumabhängiges phospholipidbindendes Protein, das an entzündungshemmenden Reaktionen, der T-Zell-Differenzierung und der Phagozytose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC-Kaninchen-anti-humanes Annexin A1/ANXA1-mAb                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | ANX1; LPC1                                                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 301                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 301                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2-346 des humanen Annexins A1/ANXA1 entspricht (NP_000691.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | FC                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                           |
| SWISS             | P04083                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 39 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                         |