

APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd10-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08473

Artikelnummer: CM0008036



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD10 (CALLA/Neprilysin) für die Durchflusszytometrie. Erkennt das MME-kodierte Metalloprotease-Enzym, das am Abbau von Opioidpeptiden und ANF beteiligt ist. In Humanproben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human-CD10 mAb
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4311
Gen-ID	4311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-750 von humanem CD10 (NP_000893.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08473
Protein-Gewicht	86kDa
Versand	Kühlakkupack