

APC Kaninchen Anti-Mensch Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10721

Artikelnummer: CM0008159



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD117/c-Kit (P10721) für die Durchflusszytometrie. Diese 110 kDa Rezeptor-Tyrosinkinase ist essenziell für die Hämatopoese, Erhaltung von Stammzellen und die Mastzellentwicklung. Geeignet für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch CD117/c-Kit mAk
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Spezies	Mensch
GenID	3815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-520 von humanem CD117/c-Kit (NP_000213.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel