

APC-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd11A-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20701

Artikelnummer: CM0004467



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD11a (Integrin alpha-L, LFA-1) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, -migration und Immunsynapsenbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human-CD11a mAb
Bemerkungen/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3683
Gen-ID	3683
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-340 von humanem CD11a (NP_002200.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20701
Protein-Gewicht	118kDa/129kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel