


Apc-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd123-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26951

Artikelnummer: CM0008182



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD123 (IL-3R α) für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für hämatopoetische Forschung; erkennt humanes CD123 mit einem Molekulargewicht von etwa 43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humanes-CD123-mAb
Bemerkungen/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Art	Mensch
Gen-ID	3563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-378 des humanen CD123 entspricht (NP_002174.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26951
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku