

Apc Kaninchen-Anti-Human-Cd153-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32971

Artikelnummer: CM0012385

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD153 (CD30L, TNFSF8). Erkennt humanes CD153, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung zur T-Zell-Proliferation und zur CD30/CD153-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-Anti-human-CD153-mAb
Bemerkungen/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	944
GeneID	944
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 63-234 des humanen CD153 (NP_001235.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32971
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku