


ApC Kaninchen Anti-Human Cd161 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12918

Artikelnummer: CM0004561



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD161 (KLRB1). Rekombinantes Immunogen, abgeleitet von Aminosäuren 67-225. Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für NK-Zell- und T-Zell-Immunphänotypisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD161 mAk
Bemerkungen/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3820
Gen-ID	3820
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-225 von humanem CD161 (NP_002249.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12918
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel