

Apc-Kaninchen Anti-Mensch Cd162/Psgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q14242

Artikelnummer: CM0008579



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD162/PSGL-1 (P-Selektin-Glykoproteinligand 1), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung von Leukozytenrollen, Adhäsion und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD162/PSGL-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6404
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 42-295 von humanem CD162/PSGL-1 enthält (NP_002997.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14242
Versand	Eisbeutel