

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd172A/Sirpα-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P78324

Artikelnummer: CM0012715



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD172a/SIRPα, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne; geeignet für die Lebendzellanalyse der SIRPα-Expression auf myeloischen Zellen. Ideal für die immunologische Forschung und die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD172a/SIRPα mAb
Bemerkungen/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Spezies	Human
GeneID	140885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-370 von humanem CD172a/SIRPα (NP_542970.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P78324
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel