

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd177-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8N6Q3

Artikelnummer: CM0004474

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD177 (PRV-1, NB1 GP). Validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit human. Geeignet für die Forschung an Neutrophilen und Polycythaemia vera.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD177 mAb
Bemerkungen/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Spezies	Human
GeneID (Human)	57126
GeneID	57126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-407 von humanem CD177 (NP_065139.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N6Q3
Protein-Gewicht	15kDa/27kDa/46kDa
Versand	Eistasche