

Apc-Kaninchen-Anti-Human-Cd185/Cxcr5-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32302

Artikelnummer: CM0010017

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD185/CXCR5 (BLR1), einen an der B-Zell-Migration und am Lymphom beteiligten Chemokinrezeptor. Für die Durchflusszytometrie validiert. Membranprotein mit ~42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-human-CD185/CXCR5-mAb
Bemerkungen/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	643
Gen-ID	643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 1-47 des humanen CD185/CXCR5 (NP_033981.2) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32302
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku