


APC Kaninchen Anti-Mensch Cd1B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P29016

Artikelnummer: CM0005125



Einführung

APC Kaninchen anti-Mensch CD1B monoklonaler Antikörper für FC. Spezifisch für Mensch, validiert für Durchflusszytometrie, gerichtet gegen CD1B (P29016) – ein Oberflächenglykoprotein von T-Zellen, das Lipidantigene präsentiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD1B mAk
Bemerkungen/Aliase	R1; CD1; CD1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	910
GenID	910
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29016
Proteinmasse	37 kDa / 30 kDa
Versand	Eisbeutel