


APC Kaninchen Anti-Mensch Cd1C Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P29017

Artikelnummer: CM0010711



Einführung

APC-konjugierter rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD1c (BDCA1), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein lipidantigen-präsentierendes Glykoprotein auf Immunzellen, geeignet für Immunologie- und dendritische Zellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD1c mAk
Bemerkungen/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	911
Gen-ID	911
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-298 von menschlichem CD1c (NP_001756.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29017
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eispack