


APC-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd209/Dc-Sign-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nnx6

Artikelnummer: CM0009803



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD209/DC-SIGN (Q9NNX6). Für die Durchflusszytometrie validiert, ermöglicht er den präzisen Nachweis dendritischer Zellen sowie die Untersuchung von Immunantwort, Pathogenerkennung und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-humaner-CD209/DC-SIGN-mAb
Bemerkungen/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	30835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 59-404 des humanen CD209/DC-SIGN (NP_066978.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NNX6
Proteingewicht	4 kDa/18 kDa/30 kDa/33 kDa/35 kDa/37 kDa/41 kDa/43 kDa/45 kDa
Versand	Kühlakku