


Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd213A1/IL-13Rα1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P78552

Artikelnummer: CM0011514



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD213a1/IL-13Rα1, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von IL-13/IL-4-Signalwegen, Cancer/Testis-Antigen-Expression und Zytokinrezeptor-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human-CD213a1/IL-13Rα1 monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Spezies	Human
GeneID	3597
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-343 von humanem CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P78552
Proteingewicht	49kDa
Versand	Kühltasche