

ApC Kaninchen Anti-Mensch Cd228/Mfi2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08582

Artikelnummer: CM0005482



Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD228/Melanotransferrin (MFI2). Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für Forschung zur Eisenaufnahme, Melanom und verwandten Bereichen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Kaninchen anti-Mensch CD228/MFI2 mAk
Bemerkungen/Aliase	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4241
GeneID	4241
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-708 von humanem CD228/MFI2 (NP_005920.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08582
Proteingewicht	32 kDa/80 kDa
Versand	Eisbeutel