

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd244/2B4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0012800

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD244/2B4 (SLAMF4) für die Durchflusszytometrie. Erkennt den natürlichen Killerzellrezeptor 2B4, der an der NK-Zellaktivierung beteiligt ist. In humanen Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC-Kaninchen-anti-Human-CD244/2B4-mAb
Bemerkungen/Alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51744
Gen-ID	51744
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-221 von humanem CD244/2B4 entspricht (NP_001160135.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BZW8
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche