

Apc-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd261/Trail-R1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - 000220

Artikelnummer: CM0012066



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD261/TRAIL-R1 (DR4, TNFRSF10A) für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen 50 kDa großen Todesrezeptor, der an TRAIL-induzierter Apoptose und NF-kB-Aktivierung beteiligt ist. Für humane Reaktivität validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-Anti-Human-CD261/TRAIL-R1 mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10a
Spezies	Human
GeneID (Human)	8797
GeneID	8797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 124-232 von humanem CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00220
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel